



BIOSANCTA

Metrología Biomédica

Dios ama lo justo y recto



EQUIPOS

SIMULADOR DE FETOCARDIA

V-1000



- Este simulador único es fácil de usar y ofrece frecuencias cardíacas fetales mecánicas para calibración y prueba de monitores cardíacos fetales y doppler fetales.
- Se puede usar para calibración, mantenimiento, pruebas de uso, diagnóstico, simulación y entrenamiento
- Selección manual de bpm (frecuencia cardíaca fetal). A partir de 120 bpm cada vez que se presiona el botón de frecuencia cardíaca fetal selecciona los siguientes niveles de frecuencia a su vez: 120, 150, 180, 210, AUTO, 30, 60, 90.
- Selección automática de bpm (frecuencia cardíaca fetal). Esto consiste en una rutina de prueba cíclica de Período de 30 segundos a cada nivel de frecuencia cardíaca de 30, 60, 90, 120, 150, 180 y 210 lpm.